

Shin-Nippon

BT-44

Tonometro ad appianazione di Goldmann Shin Nippon, può essere adattato a tutti i modelli di lampada a fessura. Cono per misurazione opzionale.

Il tonometro ad appianazione di Goldmann è ancora lo strumento maggiormente utilizzato per misurare la pressione intraoculare. E' basato sul principio di Goldmann che tutt'oggi è considerato lo standard in tonometria. Lo strumento Shin Nippon è veloce e riproducibile nelle misurazioni, senza margini di errore. La tecnologia giapponese garantisce durata e precisione dello strumento nel tempo.

Scheda tecnica

METODO DI MISURA: Tonometria ad appianazione

RANGE DI MISURA: Da 0 a 80 mmHg

METODO OSSERVAZIONE: Dall'oculare di sinistra del microscopio

ACCESSORI INCLUSI: Manuale in italiano, Astina di taratura

ACCESSORI OPZIONALI: Cono di misura, Piastra per montaggio su lampada a fessura.

